

NEW

ULTRASON RE-3000

Point 1 1つの機器で2つの機能

1つの機器でありながら超音波治療器と超音波骨折治療器、2つの目的で使用可能です。


超音波
治療器

超音波
骨折
治療器



Point 2 2ch同時に照射可能

2ch同時照射は照射面積の広がりにより治療の最速化を図れます。



治療画面



アプリケーターは5種類

750kHzのアプリケーターは、より深い層の筋群などを照射するのに適しています。
1.5MHzのアプリケーターは、骨折治療に最適な周波数1.5MHzの低出力パルス超音波が治癒を促します。

一般的名称: 超音波治療器
超音波骨折治療器
認証番号: 301AIBZX00002000

HVMC DELTA

ハイボルテージ
&
マイクロカレント



一般的名称: 低周波治療器
認証番号: 230AIBZX00005000

チャンネル 1-2

MC治療モード

早期からの治癒促進に

MCC治療モード

全身コンディショニングに



チャンネル 3-4 HV治療モード

疼痛抑制から筋の再教育まで



より効率的に。

ULTRASONIは、HVMCデルタと接続するだけで、1つのアプリケーターから超音波と電気刺激を照射・刺激することができます。さらに、このコンビネーション治療は2ch同時に行うことができます。

